

インビザライン治療のご説明

お渡しするもの



◆ アライナー



◆ アライナーケース




◆ アライナーチューイー

補助装置について

◆ ボタン

歯表面につけるボタン状の突起。
顎間ゴムを掛けて歯を動かす。



◆ アタッチメント

アライナーと歯をしっかり固定し、
歯を動かすための力がかかるように
歯面に取り付ける突起物。

◆ 顎間ゴム

ボタンに掛けて歯を動かすゴム。

アライナーの使用方法



標準的な装着時間と交換タイミング



装着時間
20～22時間/1日



交換タイミング 1週間
※担当医の指示に従ってください



着け方

- ・前歯→奥歯の順番で指ではめる。
※歯で噛んで入れない
- ・より適合を良くするために、
必ずアライナーチューイーを全体的に噛む



外し方

- ・奥歯の口蓋側/下側→前歯の順で外す。
※前歯から外すと破損に繋がる可能性あり



洗浄方法

- ・水かぬるま湯で歯ブラシを使用して洗う
※熱湯につけない



注意点



お食事・お飲み物

- ・ご飲食の際は取り外すこと。
- ・虫歯を防ぐため、飲食後・装着前は歯を磨く。



破損・紛失時

- ・1つ前のアライナーは保管しておく。
- ・破損や紛失時は1つ前のアライナーを装着し、早めにクリニックに連絡する。

